

RATUR

Inhalt

1.	Hintergrund	. 2
2.	Ablauf	. 2
3.	Inhalt	. 3
4.	Hinweis	. 6

Version: 1.01

## *Beschreibung Service-Paket* 1. Hintergrund



### 2. Ablauf

Damit ein Service-Paket erstellt werden kann, muss ein USB-Stick am Bedienteil vorhanden sein. Dieser wird durch ein kleines Symbol im Header angezeigt.

C-70/350	USB USB	11.04.17 07:22:26
Handbetrieb		Stopp

Abbildung 1 Header mit USB-Symbol

Im nächsten Schritt muss der Header nach unten gezogen werden, damit der erweiterte Header sichtbar wird.

Kommisionsnummer: C70350_6_G ITC-Version: V3.22 - SPS-Version: CTS TouchV3.022	
Fehler: Siededrucksensor VK 03-E	353
C-70/350	🔓 👼 🕼 器 🖿 🛽 11.04.17
Handbetrieb	07:33:00 Fehler

Abbildung 2 Erweiterter Header

In diesem Header muss der Button für den Service-Bereich betätigt werden. Nach dem Betätigen erscheint ein Ziffernblock zur Eingabe von einem Code.



Abbildung 3 Ziffernblock zur Codeeingabe

Mit dem Code "1144" wird ein Service-Paket auf dem USB-Stick abgelegt.

Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit erscheint im Header eine Sanduhr. Wenn das Paket erstellt ist, wird ein Hinweis am Bedienteil ausgegeben. Der USB-Stick kann dann entfernt und die Daten dem CTS Service Innendienst zugeschickt werden.

## 3. Inhalt

Öffnet man den USB-Stick, wird im Hauptverzeichnis ein Ordner mit der Kommissionsnummer oder bei Standardprogrammen mit dem Typ angezeigt. Hier im Beispiel handelt sich um ein Standardprogramm mit der Bezeichnung "T70600\_10\_R452A".

↑ → USB-Laufwerk (F:)	
ugriff	Name
ıp	* T70600_10_R452A
oads	A

#### Abbildung 4 Hauptverzeichnis USB-Stick

Öffnet man den Ordner wird folgender Inhalt angezeigt.

Name	✓ Änderungsdatum	Тур	Größe
ITCKonf.cfg	05.10.2020 14:23	CFG-Datei	49 KB
Service_Information.txt	05.10.2020 14:23	Textdokument	6 KB
👺 Service_Messdatenspeicher.m01	05.10.2020 14:23	CID-Pro-Measure	1.649 KB
Settings.cfg	05.10.2020 14:23	CFG-Datei	2 KB
Trendgraf.cfg	05.10.2020 14:23	CFG-Datei	14 KB

#### Abbildung 5 Inhalt Service-Paket

#### Beschreibung der Dateien:

#### ITCKonf.cfg

In dieser Datei wird die Steuerungskonfiguration vom Gerät abgelegt. Das Bedienteil wertet diese aus und zeigt entsprechende Inhalte an.

#### Settings.cfg

In dieser Datei werden optische Einstellungen vom Bedienteil abgelegt. Zum Beispiel die Belegung der Favoritenleiste oder die Helligkeit vom Display.

#### Trendgraf.cfg

In dieser Datei wird die Konfiguration für die Trendgrafik abgelegt. Welche Kanäle mit welcher Farbe angezeigt werden.

#### Service\_Messdatenspeicher.m01

In dieser Datei wird der komplette Messdatenspeicher vom Bedienteil ausgelesen und in einem CID fähigen Format abgespeichert. So kann der CTS-Service diese Datei direkt mit einem CID öffnen.

#### Service\_Information.txt

In dieser Datei werden alle wichtigen Informationen die das Gerät betreffen abgelegt. Es werden aus allen Menüs die der Kunde zur Verfügung hat, an einer Stelle zusammengetragen.

# Beschreibung Service-Paket

CLIMA TEMPERATUR

#### Beispiel:

Informatio	n:			Created on: 05.	10.20 at 14:23:3	1
Typ: ITC-Versio Touch-Vers	on: ion:	T-70/600 V3.23 CTS TouchV3.02	SPS-Num SPS-Ver 23	mer: sion:	T70600_10_R452A 5 Handbetrieb	
Analoge Ka Temper	näle	Soll: 85.00°C	Ist: 17	1.26°C		
Digitale K Softkevs	anäle					
RegZuluft		Enable: 0	On: 0			
Dig.Ausg1		Enable: 0	On: 0			
Dig.Ausg2		Enable: 0	On: 0			
Merker						
Temper		Enable: 0	On: 0			
Programmau Keine Prog	ıswahl gramme	vorhanden!				
Feblergren	7en (1	T( wente)				
Temper	12611 (1	Min: -80 0 °C		Max: 190 0 °C		
remper		Him00.0 C		Max. 190.0 C		
Eingabegre	enzen (	(ITC.konfig)		Max: 185 0 90		
remper		HIII75.0 C		Max. 105.0 C		
Fehlerhist	orie					
Datum	7eit	Nr	Typ	Status		Fehlertext
05.10.20	11:59:	04 30	Fehler	Ursache	behoben	Unterdruck Vorkühlung 03-B53
02.10.20	12:33:	59 47	Fehler	Ursache	behoben	Siededrucksensor VK 03-B53
02.10.20	12:33:	59 45	Fehler	Ursache	behoben	Pt100 Saugdampf VK 03-B18
02.10.20	12:33:	59 44	Fehler	Ursache	behoben	Pt100 Saugdampf K 03-B12
02.10.20	12:33:	59 23	Fehler	Ursache	behoben	Pt100 Sauggas K 03-B13
02.10.20	12:33:	59 22	Fehler	Ursache	behoben	Pt100 Sauggas VK 03-B19
02.10.20	12:33:	59 14	Fehler	Ursache	behoben	Verflüssigerdrucksensor VK 03-B51
02.10.20	12:29:	47 30	Fehler	neu auf	getreten	Unterdruck Vorkühlung 03-B53
02.10.20	12:29:	08 47	Fehler	neu auf	getreten	Siededrucksensor VK 03-B53
02.10.20	12:29:	08 45	Fehler	neu auf	getreten	Pt100 Saugdampf VK 03-B18
02.10.20	12:29:	08 44	Fehler	neu auf	getreten	Pt100 Saugdampf K 03-B12
02.10.20	12:29:	08 23	Fehler	neu auf	getreten	Pt100 Sauggas K 03-B13
02.10.20	12:29:	08 22	Fehler	neu auf	getreten	Pt100 Sauggas VK 03-B19
02.10.20	12:29:	08 14	Fehler	neu auf	getreten	Verflüssigerdrucksensor VK 03-B51
Zähler				Betriebsstunden	4 30 55 13	
MV Kühlung	5	100		Betriebsstunden	1.30 [Std]	
MV Bypassk		23		Verd.Kunlung	0.60 [Std]	
MV Verkübl	IK	0		vera.vorkuhlung	0.70 [Std]	
MV Rupser		44				
MV Rückode		44 0				
Übendnuck	K	0				
Ühendnuck	VK	0 0				
ober ar ack		~				

Abbildung 6 Service\_Information Teil 1

# Beschreibung Service-Paket

Toleranzbänder								
Netzausfälle von: bis: Ein: 05.10.20 11:59:03 - 05.10.20 14:23:48 Aus: 02.10.20 12:43:21 - 05.10.20 11:59:03 Ein: 02.10.20 12:27:43 - 02.10.20 12:43:21								
Netzwerk IP-Adresse: 192 Standardgateway MAC-Adresse: 00 Offene Verbindur	.168.1.90 : 255.255.255.2 -11-91-01-01-F8 ngen: 0	55	Subnetmask: IP-Port: Optionen:	255.255.255.0 8001 00000001				
Schnittstellen Adresse Baudrate: Typ: Parameter: USB:	1 19200 CID/ASCII Odd nicht CoDeSys	aktiv						
Uhrzeit / Sprache Sprache: DEU Sprache Konfig: Standard								
USB Status: Inakiv								
Geräteoptionen Kammeroption1: Kammeroption2: Kammeroption3: Kundenoptionen:	0x00000000 0x00000047 0x00000008 0x00000000							
Kalibrierwerte Keine Kalibrierwerte vorhanden!								
Passwort Passwortschutz: Inaktiv								

Abbildung 7 Service\_Information Teil 2

E

CLIMA TEMPERATUR

## **Beschreibung Service-Paket**



Analoge Eingäng	ge									
TempAbluft	E0.0	165.23	Ohm	1128433	2	0.4644	3224	2.3085	9375	10
TempZuluft	E0.1	164.22	Ohm	1121371	7	0.4644	3224	2.3085	9375	10
PVerf1Küh1	E0.2	3.34	V	9164865	0.3585	7180	-2.548	43736	12	
SaugdrK	E0.3	2.30	V	8427635	0.3585	7180	-2.548	43736	12	
Druckgas K	E0.4	98.26	Ohm	6570088	0.4644	3224	2.3085	9375	10	
t Saugdampf K	E1.0	0.00	Ohm	0	1.8750	0000	0.0000	0000	10	
Sauggas K	E1.1	0.00	Ohm	0	1.8750	0000	0.0000	0000	10	
SaugdrVK	E1.2	0.00	V	0	1.8750	0000	0.0000	0000	12	
t Saugdampf VK	E1.3	0.00	Ohm	0	1.8750	0000	0.0000	0000	10	
Sauggas VK	E1.4	0.00	Ohm	0	1.8750	0000	0.0000	0000	10	
PVerf1VK	E2.0	0.00	V	0	1.8750	0000	0.0000	0000	12	
Pt100 bew1	E2.1	0.00	Ohm	0	1.8750	0000	0.0000	0000	10	
Digital I/O I/O Board 0: E	000011	111111111	L1 A 0000	000000000	2000					
Tomp 0	9E 00	0 00	171 26	0 00	0 00	0 00				
Konn7uluft	05.00	95 00	0 00	171 26	0.00	0.00	0 00			
Tomp7uluft	0	00.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00			
Temp2didit	0	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	
ÜherhitzK	ø	6 00	0 0 00	-144 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MOP K 0	2 80	5 00	3 68	a aa	0.00	0.00	0.00			
ÜberhitzVK	2.00 0	30 00	0 00	-125 00	0.00	0.00	0 00			
MOP VK 0	1 42	8 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00			
Sauggas K	0	-20.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00			
Sauggas VK	õ	25.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00			
 Stellglieder										
TempDirSt1	0.0	0	0							
Vorkühlung	0.0	0	0							
Blendenheiz	0.0	0	0							
Rückein VK	0.0	0	0							
EntfeuAufheiz	0.0	0	0							

Abbildung 8 Service\_Information Teil 3

### 4. Hinweis

In der C-Touch Screen Version 3.018 wurde dieses Paket das erste Mal implementiert. Mit der Version 3.022 oder höher, wurde das Service-Paket noch einmal überarbeitet und um weitere Informationen ergänzt. Vor allem die Datei "Service\_Information.txt" wurde deutlich erweitert.

Zusätzlich werden noch alle Prüfprogramme, die auf dem Gerät vorhanden sind, abgelegt.